

Duradent® DUO Denture Teeth Chart / Takım Diş Tablosu



SQUARE / KARE

S2

40.4
9.0
7.5



S4

42.7
9.3
8.0



S6

44.0
9.7
8.1




S8

47.0
10.1
8.6



S8



TAPERING / KONİK

T2

39.5
8.5
7.0



T4

40.8
9.3
7.7



T6

43.0
10.0
8.0



T8

46.8
10.3
8.7



T10


50.8
11.0
9.3



All measurements are in millimeters / Tüm ölçüler milimetre cinsindendir

Duradent® DUO Denture Teeth Chart / Takım Diş Tablosu

LOWER ANTERIORS / ALT ÖN



POSTERIORS / ARKA BÖLGE 28°



POSTERIORS / ARKA BÖLGE 33°



All measurements are in millimeters / Tüm ölçüler milimetre cinsindendir

Duradent[®] DUO Set Combination / Set Kombinasyonu

UPPER ANTERIORS ÜST ÇENE ÖN BÖLGE	LOWER ANTERIORS ALT ÇENE ÖN BÖLGE	POSTERIOR AREA 28° ARKA GRUP DIŞLER 28°
T2	L2	30
T4	L4	30
T6	L6	32
T8	L8	34
T10	L10	*36M
S2	L2	30
S4	L4	30
S6	L6	32
S8	L8	34